



Genject

Ürün KATALOĞU



Genject A.Ş 2010 yılında kurulmuş olup, 2021 yılı itibariyle ASO 2.Organize Sanayi Bölgesi'nde devreye almış olduğu 18.000 m² kapalı alana sahip Türkiye ve Avrupa'nın en modern ve en yüksek üretim kapasitesine sahip yeni fabrikalarından birisidir. Ülkemiz ve Global pazarlarda birçok ülkeye ürün tedarik etme noktasındaki en etkin üreticilerden biri olarak, Türkiye'de kendi markası olan Genject tek kullanımlık hypodermik şırıngaların ve iğne uçlarının CE ve ISO 13485 standartlarında üretimini gerçekleştirmektedir.

Firmamız gücünü; geliştirmiş olduğu ve tüm çalışanlarımızın yaşama bakış şekli belirleyen "Güçlü Türkiye, Üreten Türkiye'dir." inancından almaktadır.

Genject was established in 2010 and has a closed area of 18.000 m², which it has commissioned in the ASO 2nd Organized Industrial Zone as of 2021. It is one of the most modern and new factories with the highest production capacity in Turkey and Europe. As one of the most effective manufacturers in supplying products to many countries in our country and global markets, Genject, which is Turkey's own brand, produces disposable hypodermic syringes and needle tips in CE and ISO 13485 standards.

Our company obtains its power from the belief of "a strong Turkey is the producing Turkey."which it has developed and is adopted by all its employees.



İÇİNDEKİLER / CONTENTS

Kangazı Şiringaları – BLOOD GAS SYRINGES	004
İki Parçalı Şiringalar – TWO PIECE SYRINGES	006
Üç Parçalı Şiringalar – THREE PIECE SYRINGES	008
Aşı Şiringaları – VACCINE SYRINGES	010
Dental Şiringalar – DENTAL SYRINGES	011
Veteriner Şiringaları – VETERINARY SYRINGES	012
50ml ve Beslenme Şiringaları – 50ml and FEEDING SYRINGES	014
İğneler – NEEDLES	015
Mezoterapi İğneleri – MESOTHERAPY NEEDLES	016
Sertifikalar – CERTIFICATES	018
Lojistik Bilgiler – LOGISTICS INFORMATION	019

Kangazı Şıringaları

BLOOD GAS SYRINGES

Genject markası kan gazı şıringalarının her biri, referans ürün düzeyinde analiz güvenliğini sağlayacak şekilde elektrolit balansı yapılmış **Kuru Lityum Heparin** ile dizayn edilmiştir.

İçerisinde barındırmış olduđu **Kuru Lityum Heparin** sayesinde alınan kan örneğindeki Ph, PaCO₂, PaO₂, SO₂, K⁺, Na⁺ ve Glukoz değerlerinin sağlıklı bir şekilde ölçülmesine olanak sağlamaktadır.

Elektrolid balansı sağlanmış kuru heparin, arter çalışmaları için özel tasarımı 5 açıda bilenmiş **22G 1"** iğnesi, gaz çıkışına müsaade ederken gaz sızıntısını %100 engelleyen özel tasarım membran filtresi ile birlikte kullanıcısına eşsiz bir konfor ve güven sağlamaktadır.


Kan Gazı Şıringası Simple

Genject markası taşıyan kan gazı şıringalarının her biri, referans ürün düzeyinde analiz güvenliğini sağlayacak şekilde dizayn edilmiştir. Genject marka kan gazı şıringaları **NA, K, CL** ve iyonize **CA** dengelenmiş Kuru Lityum Heparin içerir.

Elektrolid balansı sağlanmış kuru heparin, arter çalışmaları için özel tasarlanmış 5 açıda bilenmiş kanüle sahip **22G 1"** iğnesi ve konseptine uygun renk dizaynı ile kullanıcısına eşsiz bir konfor ve güven sağlamaktadır.

Genject yeni nesil kuru heparinli kan gazı şıringaları kullanıcısına uygulama ve sonrasında güvenlik açısından sergilediğı işlevsel farklılığın yanı sıra çevreye ve insan sağlığına en güvenli konforu sağlamaktadır. Genject markası taşıyan tüm kan gazı şıringaları en son teknoloji ile donatılmış **GMP** standartlarına sahip Genject tesislerinde üretilmektedir.

Gama sterilizasyon işlemi ile ürünler steril hale getirilmektedir ve 2 yıl kullanım ömrü vardır.



Each one of Genject blood gas syringes are designed with **Dry Lithium Heparin** whose electrolyte balance was done in a manner that will ensure analysis safety on reference product level.

It allows Ph, PaCO₂, PaO₂, SO₂, K⁺, Na⁺ and Glucose values in taken blood sample to be measured correctly thanks to the **Dry Lithium Heparin** it contains.

It allows unique comfort and reliability to its user with dry heparin whose electrolyte balance was done, **22G** 1" needle with special design that was honed in 5 angles, specially designed membrane filter that allows gas output but prevents gas leak %100.

Blood Gas Syringe Simple

All blood gas syringes with Genject brand were designed in a manner that ensures analysis safety in reference product level. Genject blood gas syringes contain Dry Lithium Heparin whose **NA, K, CL** and ionized **CA** were balanced.

With dry heparin with electrolyte balance, **22G** 1" needle that has prefind cannula with 5 angle honing specially designed for artery studies and colour design that suits its concept, it provides its user a unique comfort and reliability.

Genject new generation blood gas syringes with dry heparin grants most reliable comfort to the environment and human health besides functional difference it presents in terms of application and safety after application to its user. All blood gas syringes that carry Genject brand are manufactured in Genject facilities that were equipped with state of the art technology and has **GMP** standards.

Kangazı Şıngası – İğneli Blood Gas Syringe – With Needle

Ürün Kodu Product Code	ml	G (Gauge)	mm
8699931759617	2.5	22	25

Kangazı Şıngası – İğnesiz Blood Gas Syringe – Without Needle

Ürün Kodu Product Code	ml	G (Gauge)	mm
8699931759037	2.5	İğnesiz	

İki Parçalı Şiringalar

TWO PIECE SYRINGES

Genject marka contasız şiringalar etilen oksit (EO) gaz sterilizasyonu yöntemiyle 5 yıl raf ömrüne sahiptir.

%6 eğimli Luer uç sayesinde sentrik veya eksantrik gövde seçenekleriyle non-toksik ve pirojensizdir.

Genject marka contasız şiringalar, gövde içerisinde bulunan özel tasarlanmış Medical Grade silikon sayesinde pistonun hareket kabiliyetini kolaylaştırarak kaliteyi ve kolay kullanımı her zaman ön planda tutmaktadır.



ŞIRINGA TİPLERİ SYRINGE TYPES

Ürün Kodu Product Code	ml	G (Gauge)	mm
8699931753219	2	18	38
8699931756005	2	21	16
8699931751604	2	21	38
8699931751611	2	22	38
8699931751628	2	23	32
8699931753509	2.5	18	38
8699931753516	2.5	21	16
8699931753523	2.5	21	38
8699931753530	2.5	22	38
8699931753547	2.5	23	32
8699931751635	5	18	38
8699931751642	5	20	38
8699931756012	5	21	16
8699931751659	5	21	38
8699931751666	5	22	38
8699931751673	5	23	32
8699931756029	10	18	38
8699931751703	10	21	38
8699931751710	10	22	38
8699931751727	10	23	32
8699931753554	10	iğnesiz Without Needle	
8699931753325	20	21	38
8699931753561	20	iğnesiz Without Needle	
8699931753363	25	18	38
8699931753578	2	iğnesiz Without Needle	
8699931753585	5	iğnesiz Without Needle	



Genject disposable non-gasket syringes are made in **new production facility** that was equipped with 2021 model machinery course and state of the art in 18.000 m² enclosed space in conformance with **ISO 13485 and CE** standards without human touch.

Genject non-gasket syringes have 5 years shelf life with ethylene oxide **(EO)** gas sterilisation method.

With centric and eccentric body options due to %6 inclined Luer tips they are non-toxic and pyrogen free.

Genject non gasket syringes, always prioritize quality and easiness-of-us by making movement ability of specially designed piston inside the body easier thanks to Medical Grade Silicon.

Üç Parçalı Şiringalar

THREE PIECE SYRINGES

Genject marka contalı şiringalar etilen oksit (EO) gaz sterilizasyonu yöntemiyle 5 yıl raf ömrüne sahiptir.

%6 eğimli Luer uç sayesinde sentrik veya eksantrik gövde seçenekleriyle non-toksik ve pirojensizdir.

Genject marka contalı şiringalar, gövde içerisinde bulunan özel tasarlanmış Medical Grade silikon sayesinde pistonun hareket kabiliyetini kolaylaştırarak kaliteyi her zaman ön planda tutmaktadır.

Genject syringes with gasket have 5 years shelf life with ethylene oxide (EO) gas sterilisation method.

With centric and eccentric body options due to %6 inclined Luer tips they are non-toxic and pyrogen free.

Genject syringes with gasket, always prioritize quality and easiness-of-use by making movement ability of specially designed piston inside the body easier thanks to Medical Grade Silicon.

Ürün Kodu Product Code	ml	G (Gauge)	mm
8699931759747	1	26	13
8699931759754	1	29	13
8699931759457	1	30	8
8699931759426	1	23	25
8699931759433	1	23	32
8699931759440	1	25	16
8699931759419	1	25	25
8699931753226	2	İğnesiz Without Needle	
8699931753080	2	18	38
8699931753004	2	20	38
8699931753394	2	21	38
8699931753141	2	21	16
8699931753196	2	22	32
8699931753424	2	22	38
8699931753202	2	23	25
8699931753448	2	23	32
8699931753455	2	25	16
8699931753462	2	25	25
8699931753479	2	27	40
8699931753486	2	27	50

8699931753370	2.5	İğnesiz Without Needle	
8699931753387	2.5	18	38
8699931753493	2.5	20	38
8699931753011	2.5	21	38
8699931753400	2.5	21	16
8699931753417	2.5	22	32
8699931753028	2.5	22	38
8699931753431	2.5	23	25
8699931753035	2.5	23	32
8699931757026	2.5	25	16
8699931757019	2.5	25	25
8699931754308	2.5	27	40
8699931754315	2.5	27	50
8699931754346	2.5 luer lock	27	40
8699931754353	2.5 luer lock	27	50
8699931753233	5	İğnesiz Without Needle	
8699931753240	5	18	38
8699931753042	5	20	38

8699931753257	5	21	16
8699931753059	5	21	38
8699931753264	5	22	32
8699931753066	5	22	38
8699931753271	5	23	25
8699931753073	5	23	32
8699931753288	10	İğnesiz Without Needle	
8699931753097	10	18	38
8699931753103	10	20	38
8699931753110	10	21	38
8699931753295	10	22	32
8699931753127	10	22	38
8699931753301	10	23	25
8699931753134	10	23	32
8699931753318	20	İğnesiz Without Needle	
8699931753356	20	23	32
8699931753158	20	18	38
8699931753165	20	20	38
8699931753172	20	21	38
8699931753332	20	21	38
8699931753189	20	22	38
8699931753349	20	23	25
8699931754001	50	İğnesiz Without Needle	
8699931754018	50	18	38
8699931754025	50	20	38
8699931754032	50	21	38
8699931758009	50	Kateter Catheter	



Aşı Şiringaları

VACCINE SYRINGES



Genject marka aşı şiringaları etilen oksit (EO) gaz sterilizasyonu yöntemiyle 5 yıl raf ömrüne sahiptir. %6 eğimli Luer uç sayesinde sentrik gövde seçeneği ile non-toksik ve pirojensizdir.

Genject marka aşı şiringaları, gövde içerisinde bulunan özel tasarlanmış Medical Grade silikon sayesinde pistonun hareket kabiliyetini kolaylaştırarak kaliteyi her zaman ön planda tutmaktadır.

Paslanmaz çelikten imal edilmiş aşı şiringalarımız 25G 16mm ve 25G 25mm özel iğnesiyle birlikte veteriner hekimlerin kullanımına uygundur.

Ürün Kodu Product Code	ml	G (Gauge)	mm
8699931759419	1	25	25
8699931759440	1	25	16
8699931753462	2	25	25
8699931753455	2	25	16
8699931757026	2.5	25	16
8699931757019	2.5	25	25

Genject vaccine syringes have 5 years shelf life with ethylene oxide (EO) gas sterilisation method.

With centric and eccentric body options due to %6 inclined Luer tips they are non-toxic and pyrogen free.

Genject vaccine syringes always prioritize quality and easiness-of-use by making movement ability of specially designed piston inside the body easier thanks to Medical Grade Silicon.

Our vaccine syringes made of stainless steel with **25G 16mm** and **25G 25mm** special needle are suitable to use of veterinary physicians.



Dental Şıringalar

DENTAL SYRINGES



Genject marka dental şıringaları ile firmamız, siz değerli diş hekimlerimizin rahat ve güvenli kullanımını sağlamak amacıyla **Luer-Slip** (40mm-50mm) ve **Luer-Lock** (40mm-50mm) seçeneklerini üretim portföyünde barındırmaktadır.


Yine siz değerli hekimlerimizin kullanım esnasında zorluk yaşamaması adına Luer gövde ve **Luer-Lock** (kilitlenebilen sistem) gövde seçenekli 2 farklı model tasarlanmaktadır. Kilitlenebilen **Luer-Lock** modeli sayesinde iğnenin gövdeden kolay bir şekilde ayrılmasının önüne geçilerek güvenli bir kullanım ortaya çıkarmaktadır

Genject marka dental şıringaların tercih edilmesindeki en büyük nedenlerden birisi iğnesindeki özel tasarımıdır.

With Genject dental syringes, our firm holds Luer-Slip (40mm-50mm) and Luer-Lock (40mm-50mm) options in its production range in order to provide comfortable and safe usage for our esteemed dentists.

In order to once again not cause our esteemed physicians any hardships during usage two different models as Luer body and Luer-Lock (Lockable System) are designed. Thanks to Luer-Lock model, needles is not allowed to be separated from the body easily and a safe usage is ensured.

One of the greatest reasons why Genject dental syringes are preferred is the special design of its needle.



Ürün Kodu Product Code	ml	G (Gauge)	mm
8699931753479	2	27	40
8699931753486	2	27	50
8699931754308	2.5	27	40
8699931754315	2.5	27	50
8699931754346	2.5ml luer lock	27	40
8699931754353	2.5ml luer lock	27	50



Veteriner Şıringaları

VETERINARY SYRINGES



Genject marka tek kullanımlık veteriner şıringalarımız ile birlikte firmamız, hayvan dostlarımızın sağlığını önemseyerek onların sağlıklı bir şekilde aşılamlarına yardımcı olup, hayatlarına devam ettirmelerine imkân sunmaktadır.

Genject markası taşıyan tek kullanımlık veteriner şıringalar en son teknoloji ile donatılmış GMP standartlarına sahip Genject tesislerinde el değmeden üretilmektedir.

Genject markası taşıyan tüm ürünler, tüm bileşenleri ile TS EN ISO 7886-1 standartlarına uygun olarak üretilmektedir.

Genject marka şıringalar pirojensiz, %6 eğimli Luer ve sterildir. Gövde kısmı polipropilen, piston kısmı ise polietilen üretilmiştir.

Paslanmaz çelikten imal edilmiş contasız ve contalı şıringalarımız 21G 16mm ve 18G 38mm özel iğnesiyle birlikte veteriner hekimlerin kullanımına uygundur.

2 Parçalı Şıringalar

2 Part Syringes

Ürün Kodu Product Code	ml	G (Gauge)	mm
8699931753219	2	18	38
8699931756005	2	21	16
8699931753509	2.5	18	38
8699931753516	2.5	21	16
8699931751635	5	18	38
8699931756012	5	21	16
8699931756029	10	18	38
8699931753363	25	18	38



With Genject disposable veterinary syringes, our firm allows our animal friends to go on with their lives by aiding in their vaccination in a healthy manner by caring regarding their health.

Genject disposable veterinary syringes are manufactured without human touch in Genject facilities that is equipped with state of the art and has GMP standards.

All products that carry Genject brand are manufactured according to TS EN ISO 7886-1 standards with all their components.

Genject syringes are non-pyrogen, %6 inclined Luer and sterile. Body part is made from polypropylene, and piston part is made from polyethylene.

3 Parçalı Şiringalar

3 Part Syringes

Ürün Kodu Product Code	ml	G (Gauge)	mm
8699931753080	2	18	38
8699931753141	2	21	16
8699931753387	2.5	18	38
8699931753400	2.5	21	16
8699931753240	5	18	38
8699931753257	5	21	16
8699931753097	10	18	38
8699931753158	20	18	38
8699931754018	50	18	38



50ml ve Beslenme Şiringaları

50ml and FEEDING SYRINGES

Genject marka 50ml contalı şiringalar etilen oksit (EO) gaz sterilizasyonu yöntemiyle 5 yıl raf ömrüne sahiptir.

%6 Eğimli Luer uç sayesinde sentrik veya eksantrik gövde seçenekleriyle non-toksik ve pirojensizdir.

Genject marka 50ml contalı şiringalar, gövde içerisinde bulunan özel Medical Grade silikon sayesinde pistonun hareket kabiliyetini kolaylaştırarak kaliteyi her zaman ön planda tutmaktadır.

Genject 50 ml gasket syringes have 5 years shelf life with ethylene oxide (EO) gas sterilisation method.

With centric and eccentric body options due to %6 inclined Luer tips they are non-toxic and pyrogen free.

Genject 50 ml gasket syringes always prioritize quality and easiness-of-use by making movement ability of specially designed piston inside the body easier thanks to Medical Grade Silicon.



Ürün Kodu Product Code	ml	G (Gauge)	mm
8699931754001	50	iğnesiz Without Needle	
8699931754018	50	18	38
8699931754025	50	20	38
8699931754032	50	21	38
8699931758009	50ml katater 50ml catheter	iğnesiz Without Needle	

İğneler

NEEDLES

Genject marka tek kullanımlık iğneler paslanmaz çelikten imal edilmiştir. TS EN ISO 7864 – TS EN ISO 9626 standartlarına uygun olarak üretilmektedir. Tüm iğnelerimiz steril ve non toksiktir. Ürünlerimizin şeffaf plastik koruması mevcuttur.

Genject disposable needles are manufactured from stainless steel. They are manufactured according to TS EN ISO 7864 – TS EN ISO 9626 standards. All of our needles are sterile and non toxic. Our products have transparent plastic protection.



Ürün Kodu Product Code	G (Gauge)	mm
8699931759709	18	38
8699931759716	20	38
8699931759761	21	16
8699931759723	21	38
8699931759778	22	32
8699931759730	22	38
8699931759785	23	25
8699931759792	23	32
8699931759808	25	16
8699931759815	25	25
8699931759822	26	13
8699931759839	27	40
8699931759846	27	50
8699931759853	22	25
8699931759860	30	4
8699931759877	30	6
8699931759884	30	13

Mezoterapi İğneleri

Mesotherapy Needles



Mezoterapi, sorunlu bölgede derinin orta katına mikro iğneler aracılığıyla bazı ilaçların enjeksiyonu demektir. Bu amaçla deri probleminde uygun olarak hialuron asit, antioksidanlar, vitaminler, mineraller, amino asitler ve diğer malzemelerle özel ilaç kokteylleri hazırlanır. Bu maddelerin doğrudan cilde verilmesi deride kollajen ve elastin sentezini artırır, cildin yenilenmesine neden olur.

Genject marka 30G çapında olan iğnelerimiz, körelmeye dirençli sert Japon çeliğinden üretilmiştir. Mikro parlatma teknolojisi, üstün keskinlik ve ultra ince duvar yapısı sunar. Kanama, morarma, şişme etkilerini en aza indirirken neredeyse acısız enjeksiyon deneyimi ile hasta konforunu en ileri seviyeye taşır.

Üstelik kolay körelmeyen yapısı ile hesaplı ve yüksek fiyat/performansa sahiptir.

Ürün Kodu Product Code	G	mm
8699931759860	30	4
8699931759877	30	6
8699931759884	30	13





Mesotherapy means injection of some medicines into middle layer of skin in problematic area with micro needles. Towards this purpose hyaluronic acid, antioxidants, vitamins, minerals, aminoacids, and special medicine cocktails with other materials are prepared according to the skin problem. Direct injection of these substances into skin increases collagen and elastin synthesis in skin, causes is to regenerate. Our Genject needles with 30G diameter are made from hard Japanese steel resistant to dulling.

Micro polishing technology offers supreme sharpness and ultra thin wall structure. While it reduces bleeding, bruising, swelling effects to minimum, with almost painless injection experience, it carries patient comfort to uppermost levels. Besides with its non-dulling structure it is economical and has high price/performance ratio.

[illegible]

LOJİSTİK BİLGİLER

LOGISTICS INFORMATION

	İÇ KUTU ÖLÇÜLERİ (cm) Inner Box Dimensions (cm)			DIŞ KUTU ÖLÇÜLERİ (cm) Outer Box Dimensions (cm)			İÇ KUTU ADET INNER BOX QTY	DIŞ KUTU ADET OUTTER BOX QTY	DIŞ KUTU AĞIRLIK
	EN WIDTH	BOY LENGTH	YÜKSEKLİK HEIGHT	EN WIDTH	BOY LENGTH	YÜKSEKLİK HEIGHT			
İĞNE UCU NEEDLE TIP	9	39,5	12,5	41	50	28	500	5000	6,7 kg
1 ml	15	41,5	23	43	64	47	500	2000	8,7 kg
2 ml	13,5	41	22	28	42,5	46	250	1000	5 kg
2,5 ml	13,5	41	22	28	42,5	46	250	1000	5 kg
DENTAL	13,5	41	22	28	42,5	46	250	1000	5 kg
KANGAZI BLOOD GAS	15	41	25	43	61	27	250	1000	5,7 kg
5 ml	13	40,5	30,5	42,5	54	32,5	250	1000	7 kg
10 ml	15	41	33,5	43	61,5	35	250	1000	10 kg
20 ml	16	39	21,5	41	60	45,5	100	800	12,8 kg
50 ml	19	41,5	20	44	77	41	50	400	14,7 kg
KATATER	19	41,5	20	44	77	41	50	400	14 kg
ÇAM UÇ PINE TIP	22	39	23	41	68	48,5	60	360	6,7 kg



