



Genject

Her Enjeksiyonda Güven

Ürün Kataloğu

Güvenilirliğin ve Kalitenin Adresi

Genject

Türkiye'nin en hızlı büyüyen ilaç firması GEN İLAÇ A.Ş grup şirketlerinden biri olan Genject, 2010 yılında kurulmuş olup, 18.000 m² kapalı alanıyla Türkiye ve Avrupa'nın en modern ve en yüksek kapasiteli üretim tesislerinden birine sahiptir. GENJECT sağlık sektöründeki lider üretici olarak yüksek kalitede tek kullanımlık şırıngalar üretmektedir. Şirket, güvenilir ve yenilikçi çözümler sunma konusunda uzun yıllara dayanan bir deneyime sahiptir. Şırıngaların kalitesine olan odaklanmamız, ürünlerin en yüksek standartlara uygun olmasını ve üstün performans sunmasını sağlamaktadır. Dünya genelinde sağlık sektörüne güvenilir bir ortaklık sunmaktayız.

Genject olarak bizi diğerlerinden ayıran özelliklerimiz, kullanıcının ihtiyacına yönelik güvenlik ve kalite konusunda ödün vermeden, çeşitli şırınga türleri sunabilmektir.



Misyonumuz

Dünya çapında sağlık profesyonelleri için hasta güvenliğini ve tedavi etkinliğini artıran yüksek kaliteli ve güvenilir tek kullanımlık şırıngalar sağlayarak, sağlık hizmetlerini ilerletmeye kendimizi adadık.

Vizyonumuz

Tek kullanımlık enjektör pazarında lider bir firma olarak, Dünya'nın her yerindeki hastalara kaliteli ürünler sunmak ve sağlık sektöründe yenilikçi, sürdürülebilir çözümler geliştirip çalışanlarımız için güvenli ve motive edici bir çalışma ortamı oluşturmaktır.

**18.000 m² kapalı alana sahip
Türkiye ve Avrupa'nın
en modern Üretim Tesisi**

-  Güvenli
-  Ekonomik
-  Rahat
-  Hassas
-  Çok Yönlü

2	Hakkımızda, Vizyonumuz ve Misyonumuz
6	Luer Lock Şiringalar
8	İki Parçalı Şiringalar
10	Üç Parçalı Şiringalar
12	Kan Gazı Şiringaları
13	İnsülin Şiringaları
14	Aşı Şiringaları
15	Beslenme Şiringaları
16	Dental Şiringalar
17	Veteriner Şiringaları
18	İğne Uçları
19	Mezoterapi İğne Uçları
20	Lojistik Bilgiler



➔ KİLİTLİ ŞİRINGALAR (LUER LOCK) ŞİRINGALAR

Genject marka kilitli şiringalar, iğnenin vida mekanizmasıyla şiringaya sıkıca kilitlendiği bir şiringa türüdür. Bu, iğnenin kazara gevşemesini veya ayrılmasını önleyerek daha güvenli bir enjeksiyon sağlar.



Polipropilen
(Medical Grade)
Gövde



(EO) Gaz
Sterilizasyonu



5 Yıl
Raf Ömrü



%6 Eğimli
Luer Uç



Sentrik
Gövde



Toksik Olmayan ve
Pirojensiz Malzeme

Genject marka üç parçalı kilitli şiringalar, gövde içerisinde bulunan özel tasarlanmış medikal amaçlı kayganlaştırıcı sayesinde pistonun hareket kabiliyetini kolaylaştırarak kaliteyi her zaman ön planda tutmaktadır.

Hacim (ml)	Parça Sayısı	İğne Çapı (Gauge)	İğne Uzunluğu (mm)
1	3P	26 ●	13
1	3P	25 ●	25
2,5	3P	18 ●	38
2,5	3P	27 ●	40
2,5	3P	27 ●	50
2,5	3P	21 ●	38
2,5	3P	21 ●	16
2,5	3P	22 ●	38
2,5	3P	25 ●	25
5	3P	21 ●	16
5	3P	21 ●	38
5	3P	22 ●	38
5	3P	18 ●	38
10	3P	20 ●	38
10	3P	18 ●	38
10	3P	21 ●	38
10	3P	22 ●	38
20	3P	18 ●	38
20	3P	20 ●	38
20	3P	21 ●	38
50	3P	18 ●	38
50	3P	20 ●	38
50	3P	21 ●	38



➔ İKİ PARÇALI ŞİRINGALAR

Genject marka iki parçalı şiringalarımız, genel amaçlı enjeksiyonlar için idealdir. Kolay kullanımı, güvenli yapısı ve uygun fiyatları ile öne çıkmaktadır.

 Polipropilen
(Medical Grade)
Gövde

 (EO) Gaz
Sterilizasyonu

 5 Yıl
Raf Ömrü

 %6 Eğimli
Luer Uç

 Sentrik veya Eksantrik
Gövde Seçenekleri

 Toksik Olmayan ve
Pirojensiz Malzeme

Hacim (ml)	Parça Sayısı	İğne Çapı (Gauge)	İğne Uzunluğu (mm)
2	2P	21 ●	16
2	2P	21 ●	38
2	2P	22 ●	38
2	2P	18 ●	38
5	2P	21 ●	16
5	2P	21 ●	38
5	2P	22 ●	38
5	2P	18 ●	38
10	2P	18 ●	38
10	2P	21 ●	38
20	2P	21 ●	38
25	2P	18 ●	38



ÜÇ PARÇALI ŞİRINGALAR

Genject marka üç parçalı şiringalarımız, gövde içerisinde bulunan özel tasarlanmış medikal amaçlı kayganlaştırıcı sayesinde pistonun hareket kabiliyetini kolaylaştırarak kaliteyi her zaman ön planda tutmaktadır.



Polipropilen
(Medical Grade)
Gövde



(EO) Gaz
Sterilizasyonu



5 Yıl
Raf Ömrü



%6 Eğimli
Luer Uç



Sentrik veya Eksantrik
Gövde Seçenekleri



Toksik Olmayan ve
Pirojensiz Malzeme

Hacim (ml)	Parça Sayısı	İğne Çapı (Gauge)	İğne Uzunluğu (mm)
1	3P	26	13
1	3P	25	25
2,5	3P	18	38
2,5	3P	27	40
2,5	3P	27	50
2,5	3P	21	38
2,5	3P	21	16
2,5	3P	22	38
2,5	3P	25	25
5	3P	21	16
5	3P	21	38
5	3P	22	38
5	3P	18	38
10	3P	20	38
10	3P	18	38
10	3P	21	38
10	3P	22	38
20	3P	18	38
20	3P	20	38
20	3P	21	38
50	3P	18	38
50	3P	20	38
50	3P	21	38
50	3P	Çamuç /Katater	



→ KAN GAZI ŞİRINGASI

Genject marka kan gazı şiringalarının her biri, referans ürün düzeyinde analiz güvenliğini sağlayacak şekilde dizayn edilmiştir. Genject marka kan gazı şiringaları NA, K, CL ve iyonize CA ile dengelenmiş Kuru Lityum Heparin içerir.

Elektrolid balansı sağlanmış kuru heparin, arter çalışmaları için özel tasarlanmış 5 açılı bilemeli prefind kanüle sahip 22G 1" iğnesi ve konseptine uygun renk dizaynı ile kullanıcıya eşsiz bir konfor ve güven sağlamaktadır.

Genject marka kan gazı şiringaları, altın standart olan Gama sterilizasyonu ile steril edilmektedir.

 Gama Sterilizasyonu

 %6 Eğimli Uç

 2 Yıl Raf Ömrü

 Toksik Olmayan ve Pirojensiz Malzeme

Hacim (ml)	Parça Sayısı	İğne Çapı (Gauge)	İğne Uzunluğu (mm)
2,5	3P	22 ●	25
2,5	3P	iğnesiz	

İNSÜLİN → ŞİRINGALARI

Genject marka insülin şiringalarımız diyabet hastalarının insülin enjekte etmek için kullandıkları tek kullanımlık, steril şiringalardır. Yüksek kalite çelikten üretilmiş iğneleri ile ağrısız ve konforlu enjeksiyon sunarlar.

Polipropilen
(Medical Grade)
Gövde



(EO) Gaz
Sterilizasyonu



5 Yıl
Raf Ömrü



%6 Eğimli
Luer Uç



Sentrik
Gövde



Toksik Olmayan ve
Pirojensiz Malzeme



	Hacim (ml)	Part	Gauge	İğne Uzunluğu (mm)
İnsülin	1	3P	26	● 13
Super İnsülin	1	3P	30	● 8



➔ AŞI ŞİRINGALARI

Genject marka aşı şiringaları, özel olarak aşı uygulamaları için tasarlanmıştır. Aşıların güvenli ve etkili bir şekilde uygulanmasına yardımcı olmak için özel olarak üretilmiştir.

Aşı şiringalarında ölü hacim minimize edilmiştir, bu da daha fazla aşı dozunun uygulanmasını sağlar. Ayrıca aşıların bozulmasını önlemek için gaz geçirmez contalara sahiptir. Bu contalar, aşıların hava ile temasını önleyerek etkinliklerinin korunmasına yardımcı olur.

-  Polipropilen (Medical Grade) Gövde
-  %6 Eğimli Luer Uç
-  (EO) Gaz Sterilizasyonu
-  Sentrik Gövde
-  5 Yıl Raf Ömrü
-  Toksik Olmayan ve Pirojensiz Malzeme

Hacim (ml)	Parça Sayısı	İğne Çapı (Gauge)	İğne Uzunluğu (mm)
1	3P	25 ●	25
2,5	3P	25 ●	25



BESLENME ➔ ŞİRINGASI

Genject marka beslenme şiringaları, enteral beslenme yoluyla hastalara besin ve ilaç verilmesi için özel olarak tasarlanmıştır. Besinlerin güvenli ve hijyenik bir şekilde verilmesine yardımcı olur.

Hastanede yatan hastalar, evde bakılan hastalar, ameliyat sonrası hastalar, yutma güçlüğü çeken hastalar dahil olmak üzere çeşitli enteral beslenme uygulamalarında kullanılabilir.



-  %6 Eğimli Luer Uç
-  Polipropilen (Medical Grade) Gövde
-  Sentrik Gövde
-  (EO) Gaz Sterilizasyonu
-  Toksik Olmayan ve Pirojensiz Malzeme
-  5 Yıl Raf Ömrü

Hacim (ml)	Parça Sayısı	İğne Çapı (Gauge)	İğne Uzunluğu (mm)
50	3P	Çamuç /Katater	

VETERİNER ŞİRINGALARI

Genject marka tek kullanımlık veteriner şiringalarımız ile birlikte firmamız, hayvan dostlarımızın sağlığını önemseyerek onların sağlıklı bir şekilde aşılamalarına yardımcı olup, hayatlarına devam ettirmelerine imkan sunmaktadır.



Polipropilen
(Medical Grade)
Gövde



%6 Eğimli
Luer Uç



Sentrik veya Eksantrik
Gövde Seçenekleri



(EO) Gaz
Sterilizasyonu



Non-toksik ve
Pirojensiz



5 Yıl
Raf Ömrü

Hacim (ml)	Parça Sayısı	İğne Çapı (Gauge)	İğne Uzunluğu (mm)
2	2P	18	38
2	2P	21	16
5	2P	18	38
5	2P	21	16
10	2P	18	38
25	2P	18	38
2,5	3P	18	38
2,5	3P	21	16
5	3P	18	38
5	3P	21	16
10	3P	18	38
20	3P	18	38
50	3P	18	38



DENTAL ŞİRINGALAR

Genject marka dental şiringaları ile firmamız, siz değerli diş hekimlerimizin rahat ve güvenli kullanımını sağlamak amacıyla Luer-Slip (40mm-50mm) ve Luer-Lock (40mm-50mm) seçeneklerini üretim portföyünde barındırmaktadır.



Polipropilen
(Medical Grade)
Gövde



%6 Eğimli
Luer Uç



(EO) Gaz
Sterilizasyonu



Sentrik
Gövde



5 Yıl
Raf Ömrü



Toksik Olmayan ve
Pirojensiz Malzeme

Hacim (ml)	Parça Sayısı	İğne Çapı (Gauge)	İğne Uzunluğu (mm)	
2,5	3P	27	40	Luer Lock
2,5	3P	27	50	Luer Lock
2,5	3P	27	40	Luer Slip
2,5	3P	27	50	Luer Slip



İĞNELER

Genject marka tek kullanımlık iğneler paslanmaz çelikten imal edilmiştir. TS EN ISO 7864 -TS EN ISO9626 standartlarına uygun olarak üretilmektedir. Tüm iğnelerimiz steril ve non toksiktir. Ürünlerimizin şeffaf plastik koruması mevcuttur.


İğne Çapı (Gauge)	İğne Uzunluğu (mm)
18	38
20	38
21	16
21	38
22	32
22	38
23	25
23	32
25	16
25	25
26	13
27	40
27	50
22	25
30	4
30	6
30	13
32	4
32	6
34	4
34	6



MEZOTERAPİ İĞNELERİ

Genject marka 30G çapında olan iğnelerimiz, körelmeye dirençli sert paslanmaz çelikten üretilmiştir. Mikro parlatma teknolojisi ile üstün keskinlik sunar. Kanama morarma şişme etkilerini en aza indirir, neredeyse acısız enjeksiyon deneyimi ile hasta konforu en ileri seviyeye taşımaktadır.

Gauge	mm
30	4
30	6
30	13
32	4
32	6
34	4
34	6



LOJİSTİK BİLGİLER

	İÇ KUTU ÖLÇÜLERİ (cm)			DIŞ KUTU ÖLÇÜLERİ (cm)			İÇ KUTU ADET	DIŞ KUTU ADET	DIŞ KUTU AĞIRLIK
	EN	BOY	YÜKSEKLİK	EN	BOY	YÜKSEKLİK			
İĞNE UCU	9	39,5	12,5	41	50	28	500	5000	6,7 kg
1 ml	15	41,5	23	43	64	26	500	2000	8,7 kg
2 ml	13,5	41	22	28	42,5	46	250	1000	5 kg
2,5 ml	13,5	41	22	28	42,5	46	250	1000	5 kg
DENTAL	13,5	41	22	28	42,5	46	250	1000	5 kg
KANGAZI	15	41	25	43	61	27	250	1000	5,7 kg
5 ml	13	40,5	30,5	42,5	54	32,5	250	1000	7 kg
10 ml	15	41	33,5	43	61,5	35	250	1000	10 kg
20 ml	16	39	21,5	41	67	45,5	100	800	12,8 kg
50 ml	19	41,5	20	44	77	41	50	400	14,7 kg
KATATER	22	39	23	41	68	48,5	60	360	14 kg
MEZOTERAPİ İĞNELERİ	8,5	20	11,5	41	50	28	250	5000	5,5 kg



Genject

Merkez Ofis - Fabrika

ASO 2 ve 3. OSB Alcı OSB Mah. 2013.Cad. No: 24/1
06930 Sincan / Ankara

T. +90 (312) 815 44 84

M. info@genject.com

www.genject.com